



〒100-8105 東京都千代田区大手町二丁目2番1号

お客様各位

2018年3月6日

JNC株式会社
ライフケミカル推進室
TEL : 03-3243-6250
FAX : 03-3243-6219



製品仕様変更のご案内 — Cellufine —

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度 弊社Cellufine (セルフライン)製品の5 mLミニカラムのカラム仕様を変更することとなりました。これに伴い2018年4月1日以降出荷の当該製品につきましては下記の通りとさせていただきます。なお、製品ラベル、問合せ先、及びCellufine (セルフライン)担体自体の仕様等に関しては変更ございません。

何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

—記—


<仕様変更 (イメージ図) >

従来品



13 mm I.D. x 44 mm L (5 mL)

変更後



15 mm I.D. x 30 mm L (5 mL)

仕様変更の詳細等につきましては製品ホームページなどで確認くださいようお願い致します。

以上