



〒100-8105 東京都千代田区大手町二丁目2番1号

2018年12月22日

セルフライン顧客 御中

JNC株式会社
ライフケミカル推進室



製品変更通知のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社Cellufine A-200の規格に関し、下記の通りとさせていただきます。本変更により一層の安定供給が可能になると考えています。何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

書類名：変更通知案内

対象製品： Cellufine A-200

変更内容：製法変更に伴う規格変更

変更理由：安定供給のため、溶剤使用と乾燥工程を省く製法に変更します。本製法変更に伴いBSA吸着の規格変更を行い、下表の通りと致します。尚、原料セルロースや主要原料の変更はありません。

	異形粒子 (%)	膨潤度 (mL/g-Dry)	イオン交換容量 (meq/g-D)	BSA吸着容量 (mg/mL)	圧力損失 at 10 ml/min (MPa)
従来規格	≤ 5	6 - 9	0.8 - 1.1	≥ 80	< 0.5
変更後	≤ 5	6 - 9	0.8 - 1.1	≥ 65	< 0.5

変更実施時期：2019年4月の出荷分から

以上