

2019年12月吉日

お客様各位

JNC 株式会社
ライフケミカル推進室

「MC-Media Pad」 ACplus（一般生菌迅速/一般生菌 兼用）、YM（カビ・酵母用）

AOAC OMA 試験法登録のお知らせ

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊社製品シート培地「MC-Media Pad」 ACplus（一般生菌迅速/一般生菌 兼用）及びYM（カビ・酵母用）が
AOAC OMA 試験法に登録されましたのでお知らせいたします。

敬具

記

【登録試験法】

AOAC Official Method Analysis (OMA)

AOAC とは正式には AOAC international であり、食品、医薬品、肥・飼料、化粧品等の分析法に関する米国の学術団体です。微生物検出・同定法を含めた分析法の妥当性確認に関する高度なプロトコールにより評価を受けた分析法のみが保有することが出来る国際認証です。AOAC には長い歴史があり米国を含む多くの国家標準法には AOAC で検証された分析法が採用されております。

AOAC 認証には Official Method Analysis(OMA)と Performance Tested Method(PTM)の2種類あります。
OMA は AFNOR、MicroVal、NordVal と同様に国際的な標準検査法となりうる分析法としての認証であり、
PTM は性能検証済み試験法と呼ばれ、分析結果の正確性、再現性、検出限界、偽陽性、偽陰性などの分析精度のみならず、キットとしての保存安定性、ロット間差、結果の頑健性なども評価された分析キットとしての認証です。

【登録試験法ナンバー】

ACplus（一般生菌迅速/一般生菌 兼用）： 認証 No: 2019.02

YM（カビ・酵母用）： 認証 No: 2018.02

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

JNC 株式会社 ライフケミカル推進室 担当：木村

TEL03-3243-6225 FAX03-3243-6219 E-mail r.kimura@jnc-corp.co.jp

裏面：添付資料

製品ラインナップ

製品名	対象菌	国際認証		
		MicroVal	AOAC OMA	AOAC PTM
ACplus	一般生菌	○	○	○
CC	大腸菌群	○	—	○
SA	黄色ブドウ球菌	○	—	○
EC	大腸菌・大腸菌群	○	—	○
YM	カビ・酵母	○	○	○
サルモネラ用	サルモネラ	—	—	—
一般生菌用	一般生菌	—	—	○