

お客様各位

JNC株式会社
ライフケミカル推進室

「MC-Media Pad」一般生菌用 継続販売のお知らせ

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊社製品シート培地「MC-Media Pad」一般生菌用につき継続販売を致しますのでお知らせいたします。

敬具

記

【継続販売製品】

MC-Media Pad 一般生菌用

【継続販売理由】

2018年3月31日を目途にMC-Media Pad ACplus（一般生菌迅速/一般生菌 兼用）へ統合するご案内をしておりましたが、多くのお客様からのご要望により継続販売することと致しました。

【製品ラインナップ】

製品名	対象菌	培養条件	価格	
			1,000枚入り	100枚入り
ACplus	一般生菌	35℃、24h	80,000円	10,000円
		35℃、48h		
		30℃、72h		
CC	大腸菌群	35℃、24h	80,000円	10,000円
SA	黄色ブドウ球菌	35℃、24h	120,000円	15,000円
EC	大腸菌・大腸菌群	35℃、24h	120,000円	15,000円
YM	カビ・酵母	25℃、48-72h	150,000円	18,000円
サルモネラ用	サルモネラ	35℃、24h	150,000円	20,000円
一般生菌用	一般生菌	35℃、48h	80,000円	10,000円

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

JNC株式会社 ライフケミカル推進室 担当：木村

TEL03-3243-6225 FAX03-3243-6219 E-mail r.kimura@jnc-corp.co.jp