

2020年2月26日

お客様 各位

JNC株式会社
ライフケミカル推進室

「MC-Media Pad」 CC, EC へ切替えのお知らせ（最終）

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、表題の件につきまして最終ご案内を以下の通りご案内申し上げます。

敬具

記

<切替え内容>

切替えされる製品（終了する現行品）		切替えする製品（存続する改良品）
MC-Media Pad 大腸菌群用	→	MC-Media Pad CC
MC-Media Pad 大腸菌・大腸菌群用	→	MC-Media Pad EC

<切替え時期>

2020年 **3月出荷分**から（出荷日計算）

出荷日計算での例は以下の通りです。





2/26 受注 2/28 出荷 3/2 納期 → 現行品

2/26 受注 3/2 出荷 3/3 納期 → 改良品



<切替え理由>



- 切替えする CC, EC は現行の大腸菌群用、大腸菌・大腸菌群用と比較しより優れた「培養性能と発色を実現し」、「酵素による着色影響を軽減した製品」であるため。
- 国際認証である MicroVal および AOAC-PTM を取得し、ISO 法の代替法として使用可能となったため。

<対比表>

検出対象	大腸菌群		大腸菌・大腸菌群	
	現行品	改良品	現行品	改良品
製品名	大腸菌群用	CC	大腸菌・大腸菌群用	EC
保証期限	製造後 3 年	製造後 1.5 年	製造後 3 年	製造後 1.5 年
発色例			 紫～紺色集落が大腸菌、 水色が大腸菌群	 紫～紺色集落が大腸菌、 水色が大腸菌群

<外観比較>

CC	<現行品>		<改良品>
外観		⇒	
製品印字	Coliform		CC
カラーコード	水色		水色

EC	<現行品>		<改良品>
外観		⇒	
製品印字	E.coli/Coliform		EC
カラーコード	濃緑		紫

<評価用無償サンプル>

切替えにあたり、事前評価用サンプルを用意しておりますので必要数量をご用命ください。

<価格>

変更致しません。

本ご案内につきましてご不明な点があれば以下まだお気軽にお問合わせ下さい。

以上

【お問い合わせ先】 貴社購入先様 または下記までご連絡下さい。

JNC(株) ライフケミカル推進室 担当木村

TEL:03-3243-6225 FAX:03-3243-6219 E-mail mcmp@jnc-corp.co.jp