



邮编 100-8105 东京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号

2022 年 6 月 28 日

各位客户

JNC 株式会社
生命化学事业部
TEL: 03-3243-6150
FAX: 03-3243-6219

变更通知：Cellufine 产品的保管条件及标贴的变更

敬启者

首先对贵公司取得日益发展表示祝贺，并对贵公司平日给予我们商务上的惠顾深表感谢！

我公司将就部分Cellufine产品，对其保管条件进行变更，并变更相关的标贴。另，本次变更不会引起原料和基本制造处方的改变。

特此通知贵方，恳请理解。

敬上

变更内容

对象产品和变更内容：

对象产品	变更前	变更后
Cellufine C-500	2~8°C	2~30°C
Cellufine Q-500	2~8°C	2~30°C
Cellufine Sulfate	常温	2~30°C

变更理由：经过保存试验，结果发现变更温度后也能保证产品品质。

变更时期：2022 年 10 月 1 日以后开始出货标贴变更后的产品。

问询窗口

JNC株式会社
生命化学事业部

邮编100-8105 东京都千代田区大手町2-2-1

E-mail: cellufine@jnc-corp.co.jp

TEL: 03-3243-6150 FAX: 03-3243-6219

以上