



〒100-8105 東京都千代田区大手町二丁目2番1号

2022年6月28日

お客様 各位

JNC株式会社
ライフケミカル事業部
TEL : 03-3243-6150
FAX : 03-3243-6219

変更通知：セルフライン製品の保管条件およびラベルの変更

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、対象となるセルフライン製品について、保管条件の変更と、それに伴うラベルの変更を行います。なお本変更に伴う原料や基本製造処方の変更はございません。

何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品・変更内容:

対象製品	変更前	変更後
セルフライン C-500	2～8℃	2～30℃
セルフライン Q-500	2～8℃	2～30℃
セルフライン サルフェイト	常温	2～30℃

変更理由：保存試験の結果、温度を変更しても品質が担保されたため。

変更時期：2022年10月1日以降、ラベルが変更された製品を出荷します。

お問い合わせ先
JNC株式会社
ライフケミカル事業部

〒100-8105 東京都千代田区大手町2-2-1
E-mail : cellufine@jnc-corp.co.jp
TEL : 03-3243-6150 FAX : 03-3243-6219

以上