

2017年 10 月 吉日

お客様各位

JNC株式会社
ライフケミカル推進室

「MC-Media Pad ACplus」 AOAC-PTM 認証取得のお知らせ

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊社製品シート培地「MC-Media Pad ACplus」(一般生菌迅速 / 一般生菌用 兼用)が AOAC-PTM 認証を取得しましたのでお知らせさせていただきます。

敬具

記

【取得認証】

AOAC-PTM (AOAC *Performance tested Method*SM)

【取得食品カテゴリー】

全食品

【認証ナンバー】

License Number 091702



【対象培養条件】

- 1、35℃ 24 時間 ※
- 2、35℃ 48 時間
- 3、30℃ 72 時間 (ISO4833 準拠)

※35℃、24 時間の迅速モードの場合、大量の乳酸菌や低温細菌が含まれる検体には適用出来ない事がありますので、ご使用の際には予め検証された上でご使用下さい。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

JNC株式会社 ライフケミカル推進室 担当:木村
TEL03-3243-6225 FAX03-3243-6219 E-mail r.kimura@jnc-corp.co.jp